

انواع باتری سمعک

چندین مدل باتری در سمعک وجود دارد که در کلینیک های شنوایی و سمعک در سطح ایران معمولاً رایووآک (Rayovac) ، دوراسل (Duracell)، پاوروان (power one) بیشترین میزان مصرف را دارند.

اما تمامی آنها اصول یکسانی دارند بدین صورت که رنگ آنها ثابت است و کافی است به شنوایی شناس خود رنگ آنها را بگویید.

به شکل زیر دقت کنید:



رنگ زرد	نارنجی	قهوه ایی	آبی
باتری شماره ۱۰	۱۳	۳۱۲	۶۷۵

میزان مصرف باتری در برندهای مختلف تفاوت دارد برای مثال امکان دارد یک مدل باتری در ۳ روز تمام شود و در مدل دیگر در ۵ روز باتری خالی شود. همچنین لازم به ذکر است میزان مصرف سمعک ها هم روی میزان مصرف باتری تاثیر گذارند، یعنی اگر پردازش یک سمعک بالا باشد می تواند در ۳ روز یک باتری را تمام کند در حالی که سمعک با قدرت مشابه وی در ۴ روز باتری را تمام کند.

سوال بیماران؟

در سمعک قبلیم باتری رنگ نارنجی مصرف می کردم و در طول ۷ روز باتری تمام می شد اما الان در این سمعک در طول ۳ روز باتری تمام می شود؟ آیا باتری تاریخ مصرفش تمام شده است؟

جواب: در سمعک های جدید میزان کیفیت و قدرت صدا افزایش یافته است و این دو عامل سبب مصرف بیشتر باتری می شوند.

سوال بیماران؟

در باتری قبلیم باتری در طول ۱۳ روز تمام می شد اما الان در این نوع باتری در طول ۹ روز باتری تمام می شود؟ آیا باتری تاریخ مصرفش تمام شده است؟

جواب: در باتری های مختلف بسته به کیفیت مواد سازنده و تکنولوژی به کار رفته در آنها میزان خالی شدن متفاوت است.